

Distributor pure11



Auslaufartikel - Incidin Plus Desinfektionsmittel

pure¹¹-Nr.: 1109107, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Desinfektion
- Wirkstoff: Glucoprotamin
- Konzentrat
- Volumen in ml: 6.000 mL
- Behälterform: Kanister
- Biozid
- Aldehydfrei
- Gelistet: RKI
- Geprüft nach EN 13697 - bakterizid und/oder fungizid
- Zertifiziert gemäß DGHM-& ÖGHMP-Richtlinie
- Zustand: Flüssig

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1109107, Auslaufartikel - Incidin Plus Desinfektionsmittel

Gebinde: 6 Liter / VE: STK

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

**RKI-GELISTET
(A)**

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionssicherheit auf
allen abwaschbaren Flächen, selbst
in Risikobereichen.

- ▶ Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▶ Breites Wirkspektrum
- ▶ Hervorragende Reinigungsleistung
- ▶ RKI-gelistet



Incidin® Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin®,
aldehydfrei und ohne QAV

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®	Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit
Hervorragende Reinigungsleistung	Zusatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig
RKI-gelistet	Einsetzbar auch im Seuchenfall

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,25 0,5 1 2	2,5 5 10 20	240 60 30 15
IHO-Viruzidie-Liste			
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Rotavirus	0,5	5	30
Adenovirus	2	20	120
Papovavirus/Polyomavirus/SV40	3	30	60
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)			
EN 13697 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurozid)	0,25	2,5	15
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Mykobakterizid, mit Mechanik	1,5/3	15/30	60/30
RKI-Liste Flächendesinfektion			
Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall)			
Wirkungsbereich A	8	80	360

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2000
www.ecolab.eu

© 2015 Ecolab Inc. Alle Rechte vorbehalten.



REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



ÖKOLOGISCH.
EINZIGARTIG.
VERLÄSSLICH.



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.
D BIOZID N-11720

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen
mit Wasser (max. 30 °C) in der ge-
wünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht
abwischen. Dabei auf gleichmäßige
Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe
zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige
Desinfektionsmittel und aldehyd-
haltige Desinfektionsmittel sind
nicht im Wechsel anwendbar.
Bei Umstellung ist eine gründliche
Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:
26 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiolo-
gisch, virologisch, toxikologisch
und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen
gerne unsere aktuellen Gutachten
zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin® Plus Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 125 20 PZN 006 153 97
Incidin® Plus Nachfüllflasche	3 x 2 L	30 115 10 PZN 073 281 81
Incidin® Plus Kanister	6 L	30 115 20 PZN 069 525 75
Incidin® Plus Kanister	30 L	30 115 30
Incidin® Plus Fass	200 L	30 115 40

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.



HC 753 Stand 06/2015