

Schülke



## perform® sterile PAA #70003208

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130407, Marke: Schülke

### Eigenschaften

- Steril
- Marke: Schülke
- Reinigung
- Desinfektion
- Gebrauchsfertig
- Volumen in ml: 500 mL
- Behälterform: Sprühflasche
- Schnell-Desinfektion (Wirksam in  $\leq 5$  Minuten)
- Sporizid (Einwirkzeit in min.): 5 min
- Bakterizid (Einwirkzeit in min.): 5 min
- Filtriert auf 0,2 $\mu$ m
- Fungizid (Einwirkzeit in min.): 5 min
- Geprüft nach EN 1276 - bakterizid
- Geprüft nach EN 13697 - bakterizid und/oder fungizid
- Geprüft nach EN 13704 - Keimreduktion
- Geprüft nach EN 1650 - fungiziden oder levuroziden
- Viruzid (Einwirkzeit in min.): 1 min
- Zustand: Flüssig

### Empfohlene Reinraumklassen

**ISO** 5|6|7|8|9

**GMP** A/B|C|D



**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)

## Material

- 

## Verpackung

- 10STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130407, perform® sterile PAA #70003208**

Steril; Gebinde: 500 ml Sprühflasche / VE: 10STK

---

**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)