


PFENNIG Reinigungstechnik



## Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP A/B|C|D



## Mehrweg-Mopp MicroSicuro CR/A #2700268

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1110214, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

### Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Breite in cm: 40 cm
- Art des Moppwischbezugs: Flachmopp
- Integrierte Borstenstreifen
- Gewicht in g: 110 g
- Gebrauch: Mehrweg
- Sterilisierbar
- Waschbar
- Autoklavierbar
- Material: Polyester
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 1
- Kompatibel mit Clino Mopphalter
- Kompatibel mit Quick Task Moppsystem
- Mikrofaser (Reinigungsfläche)
- Polyester/PES: 100 %

### Material

- Polyester

### Verpackung

- STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1110214, Mehrweg-Mopp MicroSicuro CR/A #2700268**

Kompatibel mit den meisten Moppsystemen / VE: STK

---



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Pfennig Reinigungstechnik GmbH  
MicroSicuro CR/A  
**Report No. PF 1807-1056**

### Partikelemission

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

**Pfennig Reinigungstechnik GmbH**  
Durach, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PF 1807-1056 vergeben wurde.

Der Mopp MicroSicuro CR/A (100 % Polyester-Mikrofaser, Weiß mit blauen Borstenstreifen) ist, im trockenen Zustand, unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen bis zur folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
Lineare Stauchung $s = 120 \text{ mm}$ Torsion $= 180^\circ$ Zykluszeit $t = 1 \text{ s}$	6
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6</b>

Dies entspricht einer ACPc-Klasse 6 nach VDI 2083 Blatt 9.2.

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf [www.tested-device.com](http://www.tested-device.com) überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

PF 1307-659  
Report No. Erstausstellung

PF 1807-1056  
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 2. September 2013  
Ort, Datum Erstausstellung

Stuttgart, 31. August 2018  
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.   
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA


## 2700268 MicroSicuro CR/A Mehrweg Mopp für den Reinraum

Individualisierung  
auf Anfrage!

### Produktbeschreibung

Mehrweg-Mopp made in Germany.

- Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren
- Sichere Desinfektion durch validierbares Benetzungsverhalten
- Ideal zum Entfernen von Desinfektionsmittelrückständen
- Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

### Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung   Artikelnummer	MicroSicuro CR/A   2700268
Bemaßung   Gewicht	40 x 12 cm   114 g
Arbeitsmaterial (Farbe)	100% Polyester (weiß/blau)
Speichermaterial	100% Polyester (weiß)
Material Deckblatt (Farbe)	100% Polyester (weiß)
Material Einfassung (Farbe)	100% Polyester (weiß)
Haltesystem   Material Haltesystem (Farbe)	EasyFlow Tasche   100% Polyester (weiß)
Flächenleistung	20 m <sup>2</sup>
Chemische Beständigkeit	Beständig gegenüber den marktüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Sterilität	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
Wiederverwendung	50 Zyklen sterile Aufbereitung
Pflegehinweise	Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.
Lagerung	Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten, Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei empfohlener Temperatur 5-40°C lagern.
Verpackungseinheit   Verkaufseinheit	10 Stück   1 VE
Menge im Karton	50 Stück
Kartongröße   Kartongewicht	50 x 35 x 29 cm   5,7 kg
Kartons pro Palette   Palettenmaß	28   120 x 80 x 220 cm
Verpackungshinweis	Die Größe der Verpackung, sowie die Menge im Karton kann je nach Bestellmenge und dem Umfang weiterer bestellter Produkte abweichen.
Zolltarifnummer	63071090
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237011423
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

### Kompatible Methoden Reinigungsbereich

- MopScoop®
- MopFloat®
- EasyMop®
- Flachpresse Ringo®



### Industriesektoren

### Aufbereitung

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 26.03.2025;

